



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ  
от 27 октября 2025 года № РЗН 2025/26314**

На медицинское изделие  
**Ларингоскоп медицинский интубационный многоцветный STERN,  
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-012-52746973-2024**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
**Общество с ограниченной ответственностью "Стерн"  
(ООО "Стерн"), Россия,  
107497, Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, э. 3, пом. IV, к. 16, оф. 67**

Производитель  
**Общество с ограниченной ответственностью "Стерн"  
(ООО "Стерн"), Россия,  
107497, Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, э. 3, пом. IV, к. 16, оф. 67**

Место производства медицинского изделия  
**ООО "Стерн", Россия, 117342, Москва, ул. Обручева, д. 52, стр. 1, этаж 1,  
комн. № 3, 4, 5**

Номер регистрационного досье № РД-69520/18887 от 19.05.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **26.60.12.126**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 27 октября 2025 года № 5579  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0087292**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2025 года № РЗН 2025/26314

Лист 1

На медицинское изделие

**Ларингоскоп медицинский интубационный многоцветный STERN, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-012-52746973-2024, в вариантах исполнения:**

**I. Ларингоскоп медицинский Stem лампочный, в составе:**

1. Рукоятка ларингоскопа лампочная, варианты исполнения: Medium 3.5B Ø28 мм, Small 2.5B Ø19 мм - 1 шт.
2. Клинок для ларингоскопа типа Macintosh, размер: 0/80 мм, 1/92 мм, 2/112 мм, 3/130 мм, 4/155 мм, 5/175 мм - от 1 до 10 шт.
3. Клинок для ларингоскопа типа Miller, размер: 0/78 мм, 1/102 мм, 2/153 мм, 3/195 мм, 4/205 мм - от 1 до 10 шт.
4. Руководство - 1 шт.
5. USB-провод - 1 шт.
6. Док-станция STERN BASE - 1 шт.
7. Блок питания - 1 шт.
8. Батарея LI ION 3400 mAh - 1 шт.
9. Переходник - 1 шт.

**Принадлежности:**

1. Кейс для хранения клинков - 1 шт.
2. Батарея одноразового использования типа AA - 2 шт.

**II. Ларингоскоп медицинский Stem фиброоптический, в составе:**

1. Рукоятка ларингоскопа фиброоптическая, варианты исполнения: Medium 3.5B Ø28 мм, Small 2.5B Ø19 мм - 1 шт.
2. Клинок для ларингоскопа типа Macintosh с интегрированным световодом к рукоятке фиброоптической, размер: 0/80 мм, 1/92 мм, 2/100 мм, 3/130 мм, 4/155 мм, 5/175 мм - от 1 до 10 шт.
3. Клинок для ларингоскопа типа Macintosh со съемным световодом к рукоятке фиброоптической, размер: 0/80 мм, 1/92 мм, 2/100 мм, 3/130 мм, 4/155 мм, 5/175 мм - от 1 до 10 шт.
4. Клинок для ларингоскопа типа Miller с интегрированным световодом к рукоятке фиброоптической, размер: 0/78 мм, 1/102 мм, 2/153 мм, 3/195 мм, 4/205 мм - от 1 до 10 шт.
5. Клинок для ларингоскопа типа Miller со съемным световодом к рукоятке фиброоптической, размер: 0/78 мм, 1/102 мм, 2/153 мм, 3/195 мм, 4/205 мм - от 1 до 10 шт.
6. Клинок для ларингоскопа гибкий с интегрированным световодом к рукоятке фиброоптической, размер: 2/115 мм, 3/135 мм, 4/155 мм - от 1 до 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

**0170869**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2025 года № РЗН 2025/26314

Лист 2

7. Руководство - 1 шт.
8. USB-провод - 1 шт.
9. Док-станция STERN BASE - 1 шт.
10. Блок питания - 1 шт.
11. Батарея LI ION 3400 mAh - 1 шт.
12. Переходник - 1 шт.

Принадлежности:

1. Кейс для хранения клинков - 1 шт.
2. Лампа светодиодная (запасная) - 1 шт.
3. Коробка картонная для хранения гибкого клинка - 1 шт.
4. Батарея одноразового использования типа AA - 2 шт.

≈

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0170870